

OTOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fiber optik aydınlatma geliştirilmiş LED teknolojisinde üretilmiş olmalıdır.
2. 2.5 Volt, LED ampul ile aydınlatma sağlamalıdır.
3. Otoskop portatif taşınabilir olmalı ve kullanım kolaylığı açısından ışık sistemi tek elle açılıp kapanmalıdır.
4. Açıp-kapama düğmesi cihazın sap kısmındaki klipsin yukarı - aşağı hareketiyle sağlanmalıdır.
5. Otoskop başlık üzerinde 360° dönebilen mercek bulunmalıdır.
6. Otoskop lambası kolayla sökülüp takılabilmelidir.
7. Cihaz üzerinde marka ve CE işareti olmalıdır.
8. Cihaz 2 ad. AA pil ile çalışmalıdır. Piller, alt kapak kısmının çevrilip açılmasıyla değiştirilebilir olmalıdır.
9. Spekulumlar başlık kısmındaki çentiğe yerleştirilip döndürülerek takılıp çıkartılabilir olmalıdır.
10. Otoskop başlığı vida gibi sıkıştırılarak sapa sabitlenebilir olmalıdır.
11. Otoskop set, plastik koruyucu kutu içinde bulunmalıdır.
12. Otoskop set kutu içerisinde; 2 adet AA pil, 10 adet spekulum olmalıdır.
13. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
14. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
15. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.