

İNİLTRASYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz liposuction ameliyatlarında hastaya yüksek hızda sıvı vermek tasarlanmış olmalıdır.
2. Cihazın hız aralığı 0.5 – 600 rpm aralığında olmalıdır.
3. Cihazın hız aralık çözünürlüğü 1-100 rpm aralığında 0,1 rpm, 100-600 rpm aralığında 1 rpm olmalıdır.
4. Cihazda ayarlamaların kolay yapılabilmesi için, cihaz üzerinde membran tip tuşlar olmalıdır.
5. Cihazda akış yönü sağ-sol olarak seçilebilmelidir.
6. Cihazda zaman ayarlamalı kontrol yapılabilmelidir.
7. Cihaz üzerinde taşıma kulpu olmalıdır.
8. Cihaz ayak pedalı ile sıvı verme kontrolünü sağlayabilmelidir.
9. Cihaz sıvı ve toz koruma oranı en az IP31 olmalıdır.
10. Cihaz ile birlikte, ücretsiz 1 adet sıvı verme seti verilmelidir.
11. Cihaz ile birlikte ayak pedalı verilmelidir.
12. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
13. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
14. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.