

### MASIMO SP0226D SPO2 ARA KABLO

- 1- Kablo Masimo uyumlu monitörler ile çalışabilmelidir.
- 2- Kablo beyaz renkte olmalıdır.
- 3- Kablonun cihazın soketine giriş kısmı gri renkte olmalıdır.
- 4- Kablonun ara konnektörü 11 pin masimo prob ile uyumlu olmalıdır.
- 5- Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası, markası, model numarası ve CE işaretinin yazılı olduğu bir etiket olmalıdır.
- 6- Kablonun ambalaj poşetinin içindeki ürün etiketinde kablonun markası, hangi marka için kullanılabileceği, ref (model) numarası , lot numarası , üretim ve son kullanma tarihi , üretim yeri , suya dayanıklılık standartı ve sağ köşede uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 7- Kablonun dağılmasını önlemek için cırt-cırtlı yapıda ipi olmalıdır.
- 8- Kablonun cihazın soket kısmına girişinde pinlerin zarar görmemesi için ok ile giriş yönü belirtilmelidir.
- 9- Ürün teslimat sırasında karışıklık olmaması için şeffaf kilitli poşetler ile verilmelidir.
- 10- Kablo 19 pinli olmalıdır.
- 11- Kablonun uzunluğu 221cm(+2cm) olmalıdır.

