

BT-770 HASTABAŞI MONİTÖRÜ



12.1" Multi-Parametre Hastabaşı Monitörü EKG, Resp., SpO₂, NIBP, TEMP



Çift Ekranlı Merkezi İzleme İstasyonu



12.1" Dokunmatik Ekran

BT-770

KATEGORİ		HASTABAŞI MONİTÖRÜ
EKİRAN		12.1" Renkli LCD Dokunmatik
EKG	Lead	5 Lead
	Kazanım	x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, oto
	Tarama Hızı	12.5, 25, 50 mm/sn
	Bant Geniřliđi: Tanı Modu	0.5 - 130 Hz
	Takip Modu	0.5 - 40 Hz
	Cerrahi Modu	1 - 25 Hz
	Güçlü Mod	5 - 20 Hz
	HR Aralıđı	Yetiřkin: 15 - 300 bpm Pediatrik / Yenidođan: 15-350 bpm
RESP.	Metod	Trans-Toraks Empedans
	Ölçüm Aralıđı	0 - 120 rpm
	Tarama Hızı	6.25, 12.5, 25
SpO2	Ölçüm Aralıđı	0 - 100%
	Hassasiyet (70 - 100 %)	Yetiřkin / Pediatrik: ±2% Yenidođan: ±3%
	Perfüzyon Endeksi	0.05 - 20%
	PR Aralıđı	25 - 250 bpm
NIBP**	Metod	Otomatik Osilometrik
	Çalıřma Modu	Manuel / Oto / STAT
	Parametre	Sistol, Diyastol, Ortalama
	Sistolik Aralık	Yetiřkin: 40 - 270 mmHg
		Pediatrik: 40 - 200 mmHg
		Yenidođan: 40 - 130 mmHg
	Diyastolik Aralık	Yetiřkin: 10 - 210 mmHg
Pediatrik: 10 - 160 mmHg		
Yenidođan: 10 - 90 mmHg		
Ortalama Aralık	Yetiřkin: 20 - 230 mmHg	
	Pediatrik: 20 - 175 mmHg Yenidođan: 20 - 100 mmHg	
TEMP	Ölçüm Aralıđı	0 - 50°C
	Parametre	T1, T2 ve TD
IBP*	Kanal	2 Kanallı / 4 Kanallı
	Ölçüm Aralıđı	-50 - 400 mmHg
YAZICI*	Tip	Termal
	Yazdırma Hızı	12.5, 25, 50 mm/sn
	Kađıt Boyutu	50 mm
CO2*	Metod	Masımı ISA / Bistos
	Ölçüm Aralıđı	Masimo IRMA / Bistos
ÇOKLU GAZ / O2*		Masimo ISA
SpO2 - MASIMO*		Masimo SpO2
CO2*	Metod	Termodilüsyon
	Ölçüm Aralıđı	0.2 - 20 L/dk
BATARYA	Tip	Li-Ion 4400mAh
	řarj Süresi	4 Saat
ARAYÜZ		RJ45, USD, Hemřire Çađrı

ANDA MEDİKAL LTD. řTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.ř.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com

info@andamedikal.com

