



### BASIT ve KULLANICI DOSTU

- 4.2 inç I PS dokunmatik ekran  
Hızlı Önyükleme Modu, acil infüzyon 3 saniyede başlatılır  
İlaç - doz akıllı dönüşüm, hem doktorlar hem de hemşireler rahatlıkla kullanabilir

### GUVENİLİR

- Doz Hata Azaltma Sistemi (DERS)  
İnfüzyon hacmi 0.01 ml'ye kadar doğrudur

### AKILLI ve OPSİYONEL

- Hasta monitörleriyle akıllı bağlantı, personelin gerçek zamanlı yaşamsal belirtileri bilmesine yardımcı olur.
- İlaç Kütüphanesi uygun şekilde güncellendi ve çevrimiçi olarak özelleştirildi.
- Infusion, 1 yıllık depolamayı kaydeder ve mobil cihazlar tarafından sınırsız olarak indirilir.

## MI27Plus

### İNFÜZYON POMPASI



# MI27Plus

## INFUSION PUMP



Model	MI27Plus
Hacim	0.01~9999.99ml: 0.01ml
Akış Hızı	0.01~2000ml/h: 0.01ml/h
Hata Payı	±4.8%
Purge	Akış: 1ml/h~2000ml/h: 0.01ml/h
BOLUS	Hacim: 1ml/h~9999ml/h:1ml
KVO	Adaptif veya Otomatik
İnfüzyon Modu	RVT, İlaç Kitaplığı, Yükleme Dozu, Mikro, Doz, TPN., Sıra, Aralıklı, Damlama
Alarm	IV-Set Yok, Yukarı Akış OCCL, KVO, Pil Düşük, A.C. ve D.C. Kapalı, Motor Hatası, Bekleme Sonu, Hat İçinde Hava, Kapı Açık, OCCL, İnfüzyon Sonu KVO Sonu, Pil Boş, İltş. Err, AC Gücü Yok, Basınç Artışı, İnfüzyon Bitmek Üzere, Pil Düşük, Çalışma Yok vb.
Tıkanıklık Basıncı	3 Seviye, Maks.:120 kPa±10kPa Min.:20 kPa±10kPa
Güç Adaptörü	A.C. Input: 100V~240V, 50/60HZ; D.C Output: 15V/2A
Lityum Batarya	Pil tamamen şarj olduğunda cihaz 6 saatten fazla çalışabilir
Sınıflandırma	Class II, Type CF, IP24
Ağırlık	1.28Kg
Ölçü	216mm×131mm×72mm (W×D×H)



Güç Adaptörü



Handle



İş İstasyonu



Askı Aparatı

### ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com

info@andamedikal.com

