



TEKNİK VERİLER

- Güvenlik Standardı
GB9706.1-1995
- Çalışma Koşulları
Çalışma Isısı: 5-40 °C
Saklama Isısı: (-20) - (55) °C
Nem: <80%
Basınç: 86-106 kPa
- Güç Girişi
AC 220V
- Ekran
17" TFT LCD Ekran
- Medikal Yazılım
Grafikler: 2 Kanal EKG, 1 Kanal RESP,
1 Kanal PLETH

Parametreler: HR, RESP, ST, SPO2, PR,
NIBP, ISI, FR, TOCO, FM

ÖZELLİKLER

- Kablolü/Kablosuz Bağlantı
- 64 Monitör Bağlantı Kapasitesi
- 3 Seviyeli Ayarlanabilir Sesli ve Görsel Alarm
- Çift Ekran Görüntüleme

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

