



# PCA POMPASI

Otomatik Ağrı Kontrol Analjezi Pompası



## PP-9000

### PCA POMPASI



- **Profil:** Programlı İnfüzyon Özelliği
- **İlaç Etiketleme:** Kolay Mod ile 3 İlacın İsmi ve İnfüzyon Bilgisi Kaydedilebilir
- **KVO:** İstenilen Hacime Ulaşıldığı Zaman Akış Hızı Otomatik Olarak KVO Aralığına Döner
- **Tuş Kilidi:** Şifreli veya Şifresi Kullanım Seçeneği
- **İnfüzyon Ayarı:** Akış Aralığı, Verilen Hacim ve Toplam İnfüzyon Hacmi Ayarlanabilir
- **Alarm:** 3 Kadeneli Alarm Seçeneği
- **Tıkanıklık Sensörü:** 3 Kademeli Tıkanıklık Sensörü Hassasiyeti
- **BOLUS Fonksiyonu:** Ayarlanabilir, Açık/Kapalı
- **Hafıza:** Son 15 İnfüzyon Bilgisi
- **Güvenlik:** Çift Merkezi İşlemci Ünitesi ile Güvenilir
- **Koruma:** Serbest Akış Önleme Sistemi
- **Doz Modu:** Hasta Kilosuna göre Otomatik Doz Ayarlama Modu
- **Batarya:** Maksimum 150 Saat Kullanılabilir Şarj Edilebilir Lityum Batarya

PP-9900; vazopressör ilaçlar, depresör ilaçlar, antikoagülanlar, anestezi ilaçlar, kanser önleyici ilaçlar, oksitosik, beslenme gibi kimyasalların infüzyonu için tasarlanmıştır. Bu cihaz, donanımlı görsel-işitsel alarmlar ve son teknoloji sensörler ile çözümlerin infüzyonunda yüksek akış hızı doğruluğu ve kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır.





AKIŞ ARALIĞI

0.1 ml/sa - 60 ml/sa

BOLUS

0.1 ml/sa - 60 ml/sa

YÜKLEME DOZU

0.1 ml/sa - 60 ml/sa

KLİNİSYEN BOLUSU

0.1 ml/sa - 60 ml/sa

VERİLEN HACİM

0.1 ml - 999.9 ml :0.1 ml

PURGE

1 ml/sa - 30 ml/sa

**KVO**

0.1 ml/sa - 0.9 ml/sa

KİLİTLEME SÜRESİ

1 - 999 dk( $\pm$ 1dk)

HASSASİYET

+ 3%

ÇALIŞMA METODU

Peristaltik

TIKANIKLIK SENSORU

4 psi - 20 psi (3 Kademeli)

**ALARM**

Hatta Hava, Tıkanıklık,  
Akışta Hata, Hazne Boş  
K.V.O.(İnfüzyon Bitti),  
Kapak Açık, Düşük Batarya,  
Cihaz Arızası, Alarm Yineleme  
Vaka Kaydı, Dil Seçeneği

ÖZEL FONKSİYONLAR

USB Bağlantısı, Geçmiş Hata Kaydı

GÜÇ

AC 110/230, 50/60Hz, DC 7.4V

Sınıf I, dahili güç kaynağı, Tip CF

**ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.**

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

**T:** +90 216 575 0070

**F:** +90 216 575 0071

**M:** +90 544 577 5214

[www.andamedikal.com](http://www.andamedikal.com)  
[info@andamedikal.com](mailto:info@andamedikal.com)

