



Genel Boyut (U*G*Y): 890*510*770-940mm
Maksimum Ağırlık Ölçeği: 20kg
Trendelenburg&Ters Trendlenburg: 0-10°
Yükseklik Ayarı : 770-940mm

- ABS Plastikten Yapılış Çerçeve Dostu Malzeme
- Plastik Kapaklı Alüminyum Alaşımli Sütun
- Yüksek Yoğunluklu Ve Şeffaf Hazne,
- Kokusuz, 100 °C'nin Üzerindeki Sıcaklıklarda Sterilize Edilebilir
- Gazlı Yay İle Ayarlanabilen Yükseklik Ve Eğim Fonksiyonu
- Kauçuk İçermeyen Tekerlek, Aşınmaya Dayanıklı, Kaymaz, Şok Emilimi,
- Serbestçe 360° Dönebilir
- Frenli İki Tekerlek
- Renk Seçeneği; **Pembe**, **Mavi**, **Yeşil**



ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikall.com
info@andamedikal.com

