

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com

info@andamedikal.com



# BT-350

## Fetal Monitör

- 7" Renkli TFT LCD Ekran
- 150 Hastaya Kadar Veri Kaydı
- Çoklu Dil Desteęi
- Su Geçirmez Prob
- GE/Philips Kaęıdı ile Uyumlu



<b>FHR</b>	Çift Doppler Yoğunluk: 10 cmW / cm <sup>2</sup> veya daha az Hata Oranı: ±2%	Ultrason Frekansı: 1 MHz 5% FHR: 30240 bpm FHR
<b>FM</b>	Otomatik Çift Fetal Hareket Tespiti	
<b>UC</b>	Harici Referans (Sıfır) Kontrol	Frekans Cevabı: DC-0.5 MHz Ölçüm: 0-99 Birim
<b>Yazıcı</b>	Termal Oto Yazdır: off, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dk	Yazdırma Hızı: 1, 2, 3 cm/dk
<b>Ekran</b>	3 Kanallı (FHR1, FHR2, UC) 7" Renkli TFT LCD	
<b>Fonksiyon</b>	İşaret Fonksiyonu Oto Yazdırma Kapalı Fonksiyon Girişim Fonksiyonu	FHR II Offset Fetal Hareket Yazdırma Fonksiyonu
<b>Güç</b>	AC 100-240V (50/60 Hz) Opsiyonel Batarya	18V, 2,5 A Çıkış 80 VA Tüketim
<b>Ölçü</b>	96 x 326 x 276 mm	5,5 kg
<b>Harici Bağlantı</b>	RS-232C	
<b>Standart Aksesuar</b>	Doppler Prob 2 Adet Marker 1 Adet Güç Adaptörü & Kablosu Ultrason Jeli 1 Adet	NST Kemer 3 Adet UC Probu 1 Adet Yazıcı Kağıdı 2 Adet Kullanma Kılavuzu 1 Adet

## ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

**T:** +90 216 575 0070

**F:** +90 216 575 0071

**M:** +90 544 577 5214

[www.andamedikal.com](http://www.andamedikal.com)  
[info@andamedikal.com](mailto:info@andamedikal.com)

