

bistoso

BT-200V

VASKÜLER DOPPLER



ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com

info@andamedikal.com

Anda



MADE IN
SOUTH KOREA

8.0 MHz, 4.0 MHz ve 5.0 MHz ve Problar*



Suya Dayanıklı Problar



LCD Ekran Üzerinden Nabız Ölçümü,
Sinyal Göstergesi ve Batarya Takibi



Diyabetik Ayak Uygulaması





MADE IN
SOUTH KOREA

bistos

Frekanslar:	8, MHz, 4MHz*, 5MHz*
Ölçüm Aralığı:	50 - 240 bpm
Ses Çıkışı:	1.2 W
Kulaklık Çıkışı:	Var
Değıştirilebilir Prob:	Var
Suya Dayanıklı Prob:	Var
Batarya:	2x 1.5V AA Pil
Ağırlık:	190 g
Ebatlar:	128x75x26 mm
Taşıma Kılıfı:	Var

*Diğer Prob Seçenekleri Opsiyoneldir



ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

