



SeaMed[®]

CM-1329




DUVARA MONTE TANSİYON ALETİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- » Uzaktan Okunabilen Büyük 300 mm Skala
- » Hava Boşaltma Musluğu
- » 3 Metreye Kadar Uzanabilen Spiral Hortum Latex İçermeyen Şişirme Sistemi
- » Civa İçermez Yapı
- » Ömür Boyu Kalibrasyon Garantisi
- » 5 Yıl Tıbbi Cihaz Garantisi



CE



ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

