

01

D1

5 FONKSİYON

Ameliyat masası, ortopedi, jinekoloji, oftalmoloji, KBB, üroloji vb. operasyonlar için gerekli olan servikal omurga, lomber omurga ve diğer çeşitli omurga pozisyonları için kolayca ayarlanabilir.



>>> PARAMETRELER <<<<

MODEL	D1
Uzunluk (MM)	2050±50
Genişlik (MM)	500±20
Max Yükseklik (MM)	920±10
Min Yükseklik (MM)	670±10
Lateral tilt(°)	20
Trendelenburg (°)	20
Re-Trendelenburg (°)	20
Baş Desteği Katlanma Yukarı (°)	45
Baş Desteği Katlanma Aşağı (°)	90
Sırt Desteği Katlanma Yukarı (°)	76
Sırt Desteği Katlanma Aşağı (°)	10
Ayak Desteği Katlanma Yukarıd (°)	90
Leg board abduction (°)	90
Lumbar Yükseltme (MM)	100±10
Taba çevirisi	400

