

zumax

CE FDA



HL8000 MEDİKAL KAFA LAMBASI

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com



HL8000 Kafa Lambası



HL8000

- Işık Kaynağı: Geleneksel Halojen aydınlatmanın ısısını içermeyen LED lambamız. 5000 Kelvin renk sıcaklığına sahip bu ışık, parlak, beyaz, gölgesiz ışık sağlayarak doktorun doku özelliklerini bozulmadan görmesini sağlar.
- Sürekli olarak ayarlanabilen nokta boyutu ve parlaklık kontrolü.
- Doğrudan güç kaynağı olmadan kullanılabilen şarj edilebilir Lityum pili kullanarak kafa lambası çalıştırma esnekliğinin keyfini çıkarın. En konforlu hafif kafa lambalarından biridir ve her türlü ameliyata uygundur.
- Zumax'ın tüm Binoküler Loop ürünleri ile uyumludur.
- Akıllı tasarım, mobil tanı için uygun yapı.

Optik Özellikler	
420 mm mesafedeki ışık noktasının çapı	20-80mm
200mm çal ma mesafesinde ayd nlatma	>75.000 Lx
Ayarlanabilir Aralık	
Değişim mesafesi	12.5mm
Aydınlatma Yönü	Dikey Yönde $\pm 25^\circ$
Ağırlık	
Kafa Bandı Hariç Ağırlık	69g
Elektriksel Özellikler	
Işık Kayna	Son derece parlak ışık 5W LED ömrü 20.000 saat sürekli kullanım
Batarya	7.2V Lithium Batarya
Batarya Ömrü	> 2.5 saat
Giriş Voltajı	100-240VAC
Maks. Giriş Voltajı	15VA
Elektriksel Güvenlik Standart	IEC60601 1, class II equipment




6500 K°



5000 K°



Sar Filtre (Opsiyonel)



Parlaklık Ayar Tu u



Zumax' n tüm Dürbün Büyüteçlerine uyum sa lar

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T: +90 216 575 0070
F: +90 216 575 0071
M: +90 544 577 5214
www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

