

# Perfect Aneroid Tansiyon Aleti

Model : **HS-201B2**



- Manşet içliği ve hortumlar kaliteli malzemeden imal edilmiştir
- Manşet içlikleri, 12,5cm ± 0.5cm ve 22,5cm ±1cm ebatlıdır
- Manşetler, 13,5 cm ve 49cm ebatlıdır
- Manşetler rahatlıkla yıkanabilir

- Manometre haznesi, puar kaşığı nikel kaplama ve kromajlanmıştır
- Puar kaf kesesini kolayca şişirmektedir.
- Hava musluğu vida ile sabitlenmiş olup sonuna kadar gevşetilse de çıkmaz



**48mm çapında hassas şekilde sıfıra ayarlanmış manometre ekranı**



**Krom kaplı piringç hava tahliye valfi**



**Mikro tornavida ile manometre ayarı**



**Taşıma çantası**

Ölçüm Skalası : 0-300mmHg  
Çift tüp teknolojisi  
Krom kaplama gövde  
Luer konektör sistemi

## ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

**T:** +90 216 575 0070

**F:** +90 216 575 0071

**M:** +90 544 577 5214

www.andamedikal.com  
info@andamedikal.com

