



KB 12A MULTI-PARAMETRE MONİTÖR

TASARIM

- 12.1 inç Yüksek Çözünürlüklü LCD Ekran, Opsiyonel Dokunmatik Ekran
- 30 mm ve altındaki askılara sabitlenen hafif ve hızlı bağlantı tasarımı
- Iconify buton ile merkezileştirilmiş menüde daha hassas ve hızlı kontroller



ESNEK ARAYÜZ

- Tek tuşlu kullanım ile ekran için daha fazla alan kazanın
- Opsiyonel Fonksiyonlar: IBP, EtCO2, NELLCOR veya MASIMO SP02, SUNTECH NIBP, REC, Dokunmatik Ekran, HDMI, WIFI, Merkezi Monitör Yazılımı

PARAMETERS

Model	KB12 A
Ekran	12 inç
EKG	3 /5 Lead Kablo
HR	Yetiskin 15~300 bpm,Pediatric 15~350 bpm
RESP	Aralık: Yetişkin 2~120 BrPM,Pediatric :2~150 BrPM: Hassasiyet:±2BrPM
TEMP	0~50°C : ±0.1°C
PR	20~300 bpm : ±3bpm
SPO2	0~100% : 70~100% ±2
NIBP	Çalışma modu: Manuel/ Otomatik/ STAT Aralık 10~270mmHg, Doğruluk: ±5mmHg
Arayüz	AC Konnektör, USB, RJ45, HDMI vb.
Standart Konfigürasyon	EEKG kablosu, EKG elektrodu, NIBP manşeti, NIBP tüpü, SpO2 probu, Isı Probu
Opsiyonel	Opsiyonel Fonksiyonlar: IBP, EtCO2, NELLCOR veya MASIMO SP02, SUNTECH NIBP, REC, Dokunmatik Ekran, HDMI, WIFI, Merkezi Monitör Yazılımı

AKSESUARLAR

			
SPO2 Prob	NIBP Tüp	IBP Kablo	Isı Probu
			
EKG Kablo	NIBP Manşon	EtCO2	EtCO2

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

