

SeaMed[®]



KONVEKS KABLOSUZ EL TİPİ ULTRASON

192 Elemanlı Prob ile Daha
Profesyonel Görüntüleme



Isıya Dayanıklı
Özel Soğutucu Kaplama

Kayma Önleyici
Kavrama Pedleri


4200 mAh Çift Batarya Hücresi ile
Daha Uzun Kullanım Süresi



Android, iOS ve Windows işletim sistemleriyle uyumludur.
PC, tabletler ve akıllı telefonlarda kullanılabilir.

 **IP68**

IP68 seviyesinde su ve toz koruması. Gövde, toza ve darbelere karşı maksimum koruma sağlar ve cihazı su altında uzun süreli temaslarda dahi koruyacak şekilde tasarlanmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Prob: Kablosuz Konveks Prob

Elemanlar: 192

Frekans: 3.5-5 MHz

Derinlik: 90-305 mm

Ana Bilgisayar: IOS/Android/Windows, Tablet, Akıllı Telefon, PC

Bağlantı: WiFi

Yazılım Ayarları: Kazanç (GN), Derinlik (D), Geliştirme (ENH), Dinamik Aralık (DR), Frekans (F), Odak Pozisyonu (FocusPos), Impuls Tekrar Frekansı (PRF), Görüş Alanı (WF), 8 Kanallı Grafik Yükseltici (8TGC), Biyopsi (Biopsy), Annotasyon (Annote)

Ölçüm

B: Uzunluk, Alan, Çevre, Açık İz, Mesafe

B+M: Kalp atış hızı, Zaman, Mesafe

B+PW: Kalp atış hızı (2), S/D, Derinlik

Video (kare/saniye): 100, 200, 500, 1000 (isteğe bağlı)

Görüntüleme Modları: B, B/M, Renkli, PW, PDI, B+B

WiFi Türü: Dahili WiFi, 802.11g/20MHz/5GHz/450Mbps

Kanal: 64

Kare Hızı: 24 kare/saniye

Kazanç: 40-110 dB

Güç Kaynağı: Dahili 4200 mAh bataryadan

Değiştirilebilir Batarya: Evet

Batarya Ömrü: 3 saat (çalışma modunda),
12 saat (bekleme modunda)

Şarj Cihazı: Kablosuz şarj cihazı, USB kablosu

Soğutma Kaplaması: Var

Su Geçirmezlik: IP68

Kaymaz Tasarım: Evet, 4 taraf

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com

info@andamedikal.com

