

KS-R01 KAFALAMBASI

Gelişmiş LED teknolojisi - Beyaz, homojen ışık, tüm cerrahi uygulamalar için idealdir.

Koaksiyel Aydınlatma - KBB ve diş uygulamaları için ideal olan boşlukların gölgesiz aydınlatılması. Tüm uyumlu büyüteçlerle mükemmel eş eksenli görüntüleme.

Kompakt, hafif- Mükemmel konfor sağlar.

Alüminyum gövde - Kompakt ve uzun ömürlü. Isı oluşumunu azaltır. Temizlemesi kolay.

Görüş açısının bireysel olarak ayarlanması - Her durum için doğru açı.



Işık Kaynağı	Tek LED
LED Gücü	5W
LED Ömrü	>5000 saat
Işık Kuvveti	10.800 - 40.000 lux
Mesafe	200 - 250 mm
Aydınlatma Spot	25 - 110 mm
Parlaklık Kontrolü	LCD Ekranlı Dijital Kontrol Ünitesi
Başlık Malzemesi	Alüminyum
Başlık Boyu	42 mm
Başlık Çapı	16 mm
Batarya	Tek / Çift (Opsiyonel)
Batarya Kapasitesi	1800 mAh
Batarya Şarj Süresi	2 saat
Kullanım Süresi	5 - 12 saat
OPSİYONEL	BÜYÜTEÇ M250 2.5X M350 3.5X M450 2.5-3.5X M-4X,K-4X 4X K-5X 5X K-6X 6X

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

