

SeaMed® KS-1088 Mobil LED Loop Lamba



Model	KS-1088
Parlaklık Kontrolü	10 Seviyeli
Kullanım Alanı	Dermatoloji, Cilt Bakımı, Plastik Cerrahi, Güzellik Merkezi
Gövde	5 Kollu Metal Ayaklar

Renk Sıcaklığı	Ayarlanabilir
Parlak Işık	3.600 - 4.200 Kelvin
Yumuşak Işık	3.200 - 3.500 Kelvin
Gün Işığı	4.300 - 6.000 Kelvin
Işık Kaynağı	36 Adet LED Işık
Büyüteç	5x / 10x Büyütme
Voltaj	110-240V, 50 Hz
Güç Tüketimi	12 W

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

