



BASİT VE KULLANICI DOSTU

- 4,2 inç IPS dokunmatik ekran, 5 metre içinde açıkça görülebilir.
- Hızlı Önyükleme Modu, acil enjeksiyon 3 saniye içinde başlar.
- İlaç çözümü-doza akıllı dönüşüm, hem doktorlar hem de hemşireler rahatlıkla kullanabilir.

HASSAS VE GÜVENİLİR

- Doz Hatası Azaltma Sistemi (DERS)
- Enjeksiyon kalıntısı gerçek zamanlı olarak izlenebilir
- Enjeksiyon hacmi 0,01 ml'ye kadar doğrudur
- Üçlü duraklama garantisi, enjeksiyon hızını endişesiz hale getirir

AKILLI VE OPSİYONEL

- Hasta monitörleriyle akıllı bağlantı, personelin bu arada gerçek zamanlı yaşamsal belirtileri bilmesine yardımcı olur
- Röle modunu çalıştırmak için iki pompa bağlanabilir
- Destek TCI ve PCA - düğmeli bir bağlantı kablosu aracılığıyla infüzyon
- MS37 Plus, 1 yıllık depolamayı kaydeder ve sınırsız olarak indirilir

MS37Plus

ENJEKTÖR POMPASI



MS37Plus

SYRINGE PUMP



Model	MS37Plus
Ekran	2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml
Hacim	0~9999.99ml: 0.01ml
Akış	2/3ml: 0.01~100ml/sa; 5ml : 0.01~150ml/sa 10ml: 0.01~400ml/sa; 20ml: 0.01~600ml/sa 30ml: 0.01~1000ml/sa; 50/60ml: 0.01~2100ml/sa
Hassasiyet	±2%
Bolus	2/3ml: 0.01~100ml/sa; 5ml: 0.01~150ml/sa 10ml: 0.01~400ml/sa; 20ml: 0.01~600ml/sa 30ml: 0.01~1000ml/sa; 50/60ml: 0.01~2100ml/sa
KVO	Adaptif veya Otomatik
Enjeksiyon Modu	RVT, İlaç Kütüphanesi, Yükleme Dozu, Mikro, Doz, TPN., Sıra, Aralıklı, vb. Opsiyonel: TCI, PCA
Alarm	IV-Set yok, Upstream OCCL, KVO, Battery Low, A.C. ve D.C. Off, Motor Hatası, Bekleme Sonu, Hat İçinde Hava, Kapı Açık, OCCL, İnfüzyon Sonu KVO Sonu, Pil Boş, Com. Hata, AC Gücü Yok, Basınç Artışı, İnfüzyonun Sonuna Yakın, Pil Düşük, Çalışma Yok, vb.
Tıkanıklık	9 Seviye Maks.:130 kPa±20kPa Min.:26 kPa±20kPa
Güç Adaptörü	A.C Input: 100V~240V, 50/60HZ D.C Output: 15V/2A
Batarya	Li-Ion Batarya
Sınıflandırma	Class 11, Type CF, IP24
Ağırlık	1.33 Kg
Ölçü	270mmX155mmX72mm (WXDXH)



Güç Adaptörü



Handle



İş İstasyonu



Askı Aparatı

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikall.com
info@andamedikal.com

