

Perfect Aneroid Tansiyon Aleti

önleme • izleme • terapi • profesyonel



- Manşet içliği ve hortumlar kaliteli malzemeden imal edilmiştir.
- Manşet içlikleri, 8,5 cm ± 0.5cm ve 17 cm ±1 cm ebatlıdır.
- Manşet, 11 cm ve 38 cm ebatlıdır.
- Manşetler rahatlıkla yıkanabilir.

- Manometre haznesi, puar kaşığı nikel kaplama ve kromajlanmıştır
- Puar kaf kesesini kolayca şişirmektedir.
- Hava musluğu vida ile sabitlenmiş olup sonuna kadar gevşetirse de çıkmaz



50mm çapında hassas şekilde sıfıra ayarlanmış manometre ekranı



Krom kaplı piringç hava tahliye valfi



Mikro tornavida ile manometre ayarı



Taşıma çantası

Ölçüm Skalası : 0-300mmHg
Çift tüp teknolojisi
Krom kaplama gövde
Luer konektör sistemi

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

