

# SP-20

## El Tipi Pulse Oksimetre



### Özellikler

- SpO2, Nabız ve Isı (opsiyon) ölçümü
- 3.5 inç PI%, plethysmograph ve pulse bar gösteren TFT ekran
- Erişkin, çocuk ve yenidoğan ölçümleme
- 18 saate kadar batarya sırası
- 500 saate kadar SpO2 verisi saklama
- Veri yükleme için bilgisayar yazılımı

**SeaMed**

## Teknik Özellikler

### SpO2

Teknik:	Çift dalgaboyu LED
Gösterim aralığı :	35%~100%
Ölçüm doğruluğu:	±%3 (%70 ile %100 arasında)

### Nabız

Ölçüm aralığı:	30~240atım/dakika
Ölçüm doğruluğu :	± 2atım/dakika veya ±2%

### Isı (opsiyon)

Ölçüm aralığı:	32°C ~ 43°C
Ölçüm doğruluğu:	± 2°C
Ölçüm süresi:	< 5 saniye
Ölçüm probu:	İnfrared kulak probu

### Perfüzyon İndeks

PI gösterme aralığı:	0.2%~20%
----------------------	----------

### Ölçüm Modu

Sürekli ve Spot-check

### Veri Saklama

500 Saate kadar

### Ekran

3.5" inç renkli TFT LCD ekran

### Güç

2000mAh lithium batarya

### Şarj

Şarj standı veya USB kablo ile

### Ebat

158mm x 73mm x 25mm

### Net Ağırlık

230g

### Veri Yükleme

USB kablo veya kablosuz

### Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı: 5°C~40°C  
Çalışma Nemi: 15%-93%



Erişkin klip sensör



Erişkin soft sensör



Çocuk klip sensör



Çocuk soft sensör



Yenidoğan sargı sensör



İnfrared kulak termometre

SeaMed



FDA 510(k)

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com

info@andamedikal.com

