

7A-23D CERRAHİ ASPIRATÖR

- Yağsız motor
- Günlük bakım için yağ eklenmesi gerekmez
- Kolay kullanım için el ve ayak pedalı
- Güvenli, kullanım esnasında artı basınç ortaya çıkmaz
- Cihaz durduğunda geriye doğru basınç akışı olmaz böylelikle sıvı geriye doğru akmaz
- Maksimum negatif basınç: $\geq 0.09\text{MPa}$
- Ses: $\leq 65\text{ dB}$
- Güç: $\leq 180\text{VA}$
- Pompalama oranı: $\geq 20\text{L/min}$
- Rezervuar kapasitesi: 2500mL, 2 adet



ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com



CE 0123

