



**SeaMed**

**SeaMed AD51D Fetal Doppler** kalp atışını ultrason sinyalleri ile dönüştürerek duyabileceğimiz seviyeye getiren, fetüsün kalp atışını duymak için kullanılan bir ultrason dönüştürücüsüdür. Fetal doppler cihazı, bir fetal stetoskop ile sağlanan benzer bilgileri elimize ulaştırır ancak fetal stetoskopa göre avantajı kalp atışlarını herkesin duymasını sağlamasıdır. Hamileliğin 12. haftasından itibaren kullanıma uygundur.



### Özellikleri:

- Otomatik FHR tespiti
- Geniş LCD ekran
- Dahili hoparlör
- Otomatik kapanma
- Batarya indikatör
- Otomatik sayım
- Hoparlör
- Geniş aralıklı ses kontrolü
- Eş zamanlı FHR modu
- 15 saat sürekli çalışma imkanı
- Hafif, ergonomik tasarım
- Kullanım kolaylığı
- 2xAA 1,5V pil ile çalışabilme imkanı



### ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. Sevdâ Sk.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

**T:** +90 216 575 0070

**F:** +90 216 575 0071

**M:** +90 544 577 5214

[www.andamedikal.com](http://www.andamedikal.com)  
[info@andamedikal.com](mailto:info@andamedikal.com)

