

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### OTOSKOP SETİ:

- Ultraviyolede arınmış halojen aydınlatma
- Konnektör Kilit Sistemi
- Arka kısımdan uç kısma doğru ışık çıkışı
- Yansımaz ve bozulmayan görüntü
- Çizilmeye dayanıklı, kendi ekseninde 360° dönebilen optik camlı gözlem penceresi ile el aletlerini kullanabilme
- Disposable Spekulumlar
- Pnömatik test yapabilme imkanı
- Darbelere dayanıklı plastik alaşımlı gövde



### DUVAR ÜNİTESİ :

- 220/230V AC50-60 Hz. Şehir Şebekesi ile Çalışabilme
- Cihazın açık olduğunu belirten ikaz ışığı
- 4 metrelik spiral kablo ile kullanım imkanı
- Elçek üzerinden ışık şiddeti ayarlayabilme
- Elçek yuva oturduğunda otomatik söner, kullanımda ise otomatik yanar

### ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

**T:** +90 216 575 0070

**F:** +90 216 575 0071

**M:** +90 544 577 5214

[www.andamedikall.com](http://www.andamedikall.com)  
[info@andamedikal.com](mailto:info@andamedikal.com)



**DUVARA MONTE**

**OTOSKOP SETİ**