

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### OTOSKOP SETİ:

- Ultraviyolelede arınmış halojen aydınlatma
- Konnektör Kilit Sistemi
- Arka kısımdan uç kısma doğru ışık çıkışı
- Yansımaz ve bozulmayan görüntü
- Çizilmeye dayanıklı,kendi ekseninde 360° dönebilen optik camlı gözlem penceresi ile el aletlerini kullanabilme,
- Disposable Spekulumlar
- Pnömatik test yapabilme imkanı
- Darbelere dayanıklı plastik alaşımlı gövde

### OFTALMASKOP SETİ:

- Ultraviyolelede arınmış halojen aydınlatma
- Elimine edilmiş kornea ve iris refleksiyonları
- Dar pupillerden yapılan muayene ve geniş fundus görünümü
- Diyoptri diski sayesinde +40 - 35 diyoptri lens ayar
- Eşeli 6 ayrı görünüm imkanı
- Yıldızlı koordinat sistemi,Büyük ve Küçük Daire,Yarım Daire,Grid,Stenopaik Slit
- 3 Farklı Işık Modu ( Beyaz, Mavi , Yeşil )
- Tek parmak ile kullanım imkanı
- Orbital destek imkanı

### DUVAR ÜNİTESİ :

- 220/230V AC50-60 Hz. Şehir Şebekesi ile Çalışabilme
- Cihazın açık olduğunu belirten ikaz ışığı
- 4 metrelik spiral kablo ile kullanım imkanı
- Elçeker üzerinden ışık şiddeti ayarlayabilme
- Her iki elçeği aynı anda kullanabilme
- Elçeker yuva oturduğunda otomatik söner, kullanımda ise otomatik yanar



### ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

**T:** +90 216 575 0070

**F:** +90 216 575 0071

**M:** +90 544 577 5214

www.andamedikall.com  
info@andamedikal.com



**HS-S400 DUVARA MONTE  
OTOSKOP OFTALMASKOP SETİ**