

SeaMed®

İNFÜZYON ISITICI



Kan ve serum ısıtıcısı, infüzyon ve transfüzyon işlemlerinde olası hipotermi riskini ortadan kaldırmak için hastaya verilecek sıvıların kontrollü olarak ısıtılmasını sağlayan cihazdır. Standart kan transfüzyonu infüzyonu, intravenöz ve beslenmede kullanıma uygundur.

Kompakt yapı, ergonomik tasarım

Kuru ısıtıcı sistemi

Kolay ve hızlı ayar imkanı

Mikroişlemci kontrollü 3 sıcaklık sensörü

ile etkin ve homojen ısıtma

Aşırı sıcaklık güvenlik sistemi sayesinde

durdurma özelliği

Uyarı Alarm Sistemi

Hassasiyet: 0.1 derece

Sıcaklık ayar aralığı: 33°C-42°C

Hastaya giden sıvı sıcaklığı dijital ekrandan izlenebilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıcaklık Ayarı	33°C - 42°C
Güç	220V/50Hz
Güç Tüketimi	Maks. 120VA
Sıyı Korunma Derecesi	IP44
Sıcaklık Hassasiyeti	±1.0°C
Aşırı Sıcaklık Koruması	42°C ±1°C/43°C±2°C
Düşük Sıcaklık Koruması	-3 °C
Isıtma Süresi	-2 dk (20°C-39°C)
Ağırlık	276 gr
Ölçüler	36x67x65 mm
Kullanım Modu	Sürekli



ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

