

**SeaMed**



**KN-2200I (HD )**

**SeaMed**

Yazılım Fonksiyonları ve Özellikleri ( KN-2200/2200A/2200I/2200B ) :

İngilizce, Türkçe, Çince, İspanyolca, Rusça, Vietnam ve diğerlerini içeren çoklu dil desteği

Video kaydı, görüntüyü dondurma, düzenleme, resim alma, rapor çıktısı ve saklama özelliklerine sahip çok fonksiyonlu işletim yazılımı

Özel yazılım paketi, görüntüyü büyültme küçültme, görüntü üzerinde işaretleme, bölgesel büyütme ve benzeri işlemler için kullanılabilir. Asetik asit reaksiyon için geriye sayma fonksiyonu ile, kolposkopi muayenesi ve operatif tedavide dinamik gözlem için gayet uygundur

Çeşitli vaka veritabanı (175 çeşit), arzu edilen vaka görüntüleri eklenebilir, klinik kontrast için uygundur

Standart durumlarda rapor düzenleme ve yazdırma için uygun hazır şablon; teşhis raporları ile RGB görüntü baskısının çeşitli biçimlerini destekler; doktor vaka raporu tasarlayabilir

Vaka numarası, isim ve tarih yoluyla vaka arama; Elde edilen vakalara görüntü gösterimi, veri değiştirme, kaydetme, yeniden inceleme ve video oynatma

Çok çeşitli görüntü verisi saklanır ve yedeği alınır

Win7 ve Win8 işletim sistemlerini destekleyen, Tek tuşla yazılım kurulumu



Esnek kombinasyon

**ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.**

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

**T:** +90 216 575 0070

**F:** +90 216 575 0071

**M:** +90 544 577 5214

www.andamedikal.com  
info@andamedikal.com



CE 0123




**KN-2200I (HD ) Video Kolposkop**

SeaMed



KN-2200I (HD )



Normal Serviks

Doğum Sonrası Serviks

Servikal Erozyon I.

Servikal Erozyon II.



Servikal Erozyon III.

Servikal Polip

SeaMed

HD Kamera

Görüntü Sensörü

1/2.8" SONY CCD

Etkin Pikseller

3.27 Milyon civarı

Görüntü Boyutu

1920x1080

Sinyal Gürültü Oranı

50db'den fazla

Video Çıkışı

HD-SDI

Odaklama

Otomatik/Manuel

Beyaz Balans Ayarı

Otomatik/Manuel

Dahili Enerji

Lityum Batarya ile 4 saat kullanım

Opsiyon


2.5" LCD Ekran

Kablosuz Video Gönderimi, Parazitsiz İletişim, Kablosuz Aktarım Mesafesi 30 Metre

Barkod Okuyucu

Işık Kaynağı

LED Aydınlatma ile 1200 Lux



MÜKEMMEL HD  
GÖRÜNTÜ



HD Görüntü 1920x1080



1/2.8" SONY HD camera




Full HD 1080p



3.27mega HD pixels



HD-SDI Video çıkışı



YÜKSEK KALİTEDE  
HD ÇÖZÜNÜRLÜK

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikall.com  
info@andamedikal.com

