



Dengeleyici kırmızı LED

Dengeleyici kırmızı led sayesinde kırmızı ve operasyon esnasında kızaran dokuların görülmesini daha kolaylaştırır.

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com





İşık şiddeti	78000lux-60cm 46000lx-100cm
İşık çapı	10cm-60cm/15cm-100cm
İşık rengi	4800K-5000K
Başlık çapı	26x23cm
Kontrol	Parlaklık ve renk
Esnek kol	Alüminyum Kol
Led tipi	10xLED 12W
Güç girişi	12V, 2A





KS-Q10



Dengeleyici kırmızı led sayesinde kırmızı ve operasyon esnasında kızaran dokuların görülmesini daha kolaylaştırır.

40.000 saate kadar dayanıklı LED ömrü

Operasyonu kolaylaştıran kullanım ve kontrol kolaylığı



clear+brilliant

