

Doğru Işık

LED MUAYENE LAMBASI

KS-Q7

KALİTE STANDARTLARI :EN60601-1-EN
60601-2-41 EN60601-1-2: - EN12426



metal başlığı ile daha esnek yapı

320C° Hareket ettirilebilen
PVC kaplamalı esnek metal
kol

Dijital parlaklık kontrolü

5 tekerlekli, örümcek ayaklı frenli
sehpa

- Minimum enerji tüketimi.
- Mükemmel aydınlatma
- Kolay ampul değiştirme
- Kesintisiz güç ile sürekli kullanım imkanı
- Çevre dostu
- Rahat ve kolay kullanım



Teknik Veri



Işık şiddeti:	70000lx(D=30cm) 56000lx (D=50cm)
Lamba kafası çapı:	Dış=90mm İç =50mm
Temperature:	5500K
Renk işleme dizini(CRI):	85Ra
Parlaklık ayarı:	Dijital baskı ile kontrol
Işık alan çapı:	9cm D=50cm
Kol uzantısı :	74CM ayarlanabilir
Işık kaynağı:	7 LED
LED ömrü:	50000 saat
Güç tüketimi:	10W
Giriş gerilimi:	110V-265V 50/60Hz
Mevcut yapılandırma:	Mobil, Duvar, Masa kelepçeli, Ray kelepçesi
Lamba başlık boyutu:	150x130mm
Lamba ağırlığı :	2.1 kg



KS-Q7
Mobil

Cerrahi Uygulama Alanları

Genel Diş Hekimliği
Genel Cerrahi
Üst Düzey Diş Hekimliği
Nöro Cerrahi OB / Jinekoloji
Ağız ve Çene Cerrahisi
Ortopedik Cerrahi
Plastik ve Kozmetik Cerrahi
Omurga Cerrahisi
Transplantasyon Cerrahisi
Damar Cerrahisi Veteriner



OPSİYONEL



KS-Q7R
Raylı monte



KS-Q7W
Duvara monte



KS-Q7C
Masa kelepçeli