

TEKNİK ÖZELLİKLER

SeaMed® LED-7050

Lamba Başlık Çapı: 500mm + 700mm

Maksimum (Aydınlatma) Işık Şiddeti : 140.000lux ve 170.000lux

Aydınlatma Seçim Aralığı : %0 - %100

Işık Renk İndeksi : RA =95 , RA= 95

Renk Sıcaklığı : 4300±500 Kelvin

Çalışma Gücü: 220/50, 220/50

Lamba Enerjisi: 100W, 60W

Aydınlatma Ayarı: Stepless, Stepless

Odak Çapı : 160-350mm, 160-320mm

Lamba Ömrü (saat): 40000-50000, 40000-50000

Aydınlatma Derinliği: 800mm, 700mm

Başlıklar : Seamed LED700 + LED500 Başlıklarını içerir.

Atlamasız ışık ayarlaması sayesinde göz yorulmasına engeller

Opsiyonel kameralı versiyon

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com



CE 0434

SeaMed®



SEAMED LED-7050 Ameliyat Lambası



SeaMed[®]

SEAMED LED-7050
AMELİYAT LAMBASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- » Lamba Gücü: 60W + 100W
- » Işık Ayarı: Atlamasız Ayar
- » Odak Çapı: 160-320mm + 160-350mm
- » Aydınlatma Derinliği: 700mm + 800mm
- » Atlamasız ışık ayarlaması sayesinde göz yorulmasına engeller

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com



CE 0434