



**SeaMed**®





## **SeaMed Steteskoplar**

- Hassas Sesleri Dinleyebilme**
- Dayanıklı Yapı**
- Yetişkin**
- Pediatrik**
- Yenidoğan**



## o U #U 4136 Yetişkin Steteskop

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Paslanmaz çelik ve kauçuk aksam,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik, delik, çatlak, kir, çapak vs. bulunmamakta,
- Tambur : 46 mm
- Stetoskop boyu : 77 cm
- Yedek Diyafram ve Kulak Adaptörleri





## o U #U 4236 Pediatrik/Yenidoğan Steteskop

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Paslanmaz çelik ve kauçuk aksam,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik, delik, çatlak, kir, çapak vs. bulunmamakta,
- Tambur : 37 mm
- Steteskop boyu : 77 cm
- Yedek Diyafram ve Kulak Adaptörleri







DENİZLER  
MEDİKAL

**SeaMed®**

## o U Çift Hortumlu Yetişkin/Pediyatrik Steteskop

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik, delik, çatlak, kir, çapak vs. bulunmamakta,



## o U Alüminyum Yetişkin Steteskop

- Mükemmel performans için yüksek akustik hassasiyet,
- Üşütmeyen diyafram için plastik conta,
- Kulak adaptörleri temizlenebilir, değiştirilebilir,
- Çizik, delik, çatlak, kir, çapak vs. bulunmamakta,



### ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

**T:** +90 216 575 0070

**F:** +90 216 575 0071

**M:** +90 544 577 5214

[www.andamedikal.com](http://www.andamedikal.com)  
[info@andamedikal.com](mailto:info@andamedikal.com)

