

TEKNİK ÖZELLİKLER

**SeaMed**®

**ECHO**

**Nabız Hızı Ölçüm Aralığı :** 0 bpm- 200 bpm

**Maksimum Manşet Basıncı :** 300 mmHg(40kPa)

**Çözünürlüğü :** Kan Basıncı için 1 mmHg - Nabız Okuma için 1 BPM

**Kayıt Transferi :** USB Kablo

**Nabız Hızı Doğruluğu :** ± 3 BPM

**Maksimum Hata :** ±3 mmHg

**Hafıza :** SD kart (300 Okumaya Kadar)

**Boyut ve Ağırlık :** Boyut: 118×67×29 mm - Ağırlık 210g (batarya dahil)

**Batarya :** 2AA Alkalin pil

**SeaMed**®



**ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.**

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

**T:** +90 216 575 0070

**F:** +90 216 575 0071

**M:** +90 544 577 5214

[www.andamedikall.com](http://www.andamedikall.com)  
[info@andamedikal.com](mailto:info@andamedikal.com)

*Anda*

CE 0434

**SEAMED ECHO**  
**TANSİYON HOLTER**

**SeaMed®**



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kompakt dizayn ile şık görünüm,
- Konforlu ve Sessiz Kullanım,
- Sensörler Sayesinde Postür Belirleme (Yatma, Oturma, Yürüme)
- Boyun askı aparatı ile güvenli kullanım,
- Günlük Kullanıma Uygun Ergonomik Yapı

### ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

**T:** +90 216 575 0070

**F:** +90 216 575 0071

**M:** +90 544 577 5214

[www.andamedikal.com](http://www.andamedikal.com)  
[info@andamedikal.com](mailto:info@andamedikal.com)



CE 0434

